



Bisturi Monouso

Dispositivo medico

Classe IIa

9 varianti

Codice GEF (SKU) 27040

EAN / GTIN 8023279270402

Confezione 1

BISTURI MONOUSO "" - sterili - MODELLO PREMIUM Lama in acciaio inox saldata all'interno di un manico in ABS, leggero ed ergonomico. Linea premium con coprilama di sicurezza. - Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento perfetto - Protezione in plastica - Coprilama antiscivolo

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
27040	10 STERILI	8023279270402	1
27041	11 STERILI	8023279270419	1
27042	12 STERILI	8023279270426	1
27043	15 STERILI	8023279270433	1
27044	20 STERILI	8023279270440	1
27045	21 STERILI	8023279270457	1
27046	22 STERILI	8023279270464	1
27047	23 STERILI	8023279270471	1
27048	24 STERILI	8023279270488	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
V010302EAN / GTIN
8023279270402CODICE GEF
27040

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697