



Bisturi Monouso N. 15c Sterili

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 27049

EAN / GTIN 8023279270495

Confezione 1

BISTURI MONOUSO "" - sterili - MODELLO PREMIUM Lama in acciaio inox saldata all'interno di un manico in ABS, leggero ed ergonomico. Linea premium con coprilama di sicurezza. - Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento perfetto - Protezione in plastica - Coprilama antiscivolo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V010302

EAN / GTIN

8023279270495

CODICE GEF

27049



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697