



LAME RASOIO 3M 9660 pivottanti

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27055

EAN / GTIN 0707387789008

Confezione 1

LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ - 9660 - rotanti Ricambio per rasoio chirurgico 3M™ codice 27054 Lama clipper monouso sigillata singolarmente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RASOIO CHIRURGICO (cod. 27054) CON LAME PIVOTTANTI
- Testina girevole
- Impugnatura ergonomica
- Lama facile da inserire
- Taglia tutti i tipi di capelli o di peli del corpo, bagnati o asciutti, in un'unica passata
- La lama di taglio lontana dalla pelle minimizza il rischio di tagli, riducendo il rischio di infezioni del sito chirurgico
- Batteria agli ioni di litio, di lunga durata, con carica batterie dotato di relativa spia
- Circa 160 minuti di autonomia per una ricarica di quattro ore
- Immersibile per una facile pulizia (soddisfa la valutazione ipx7 di immersione in acqua non più profonda di 1 m per un massimo di 30 minuti)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V010302

EAN / GTIN

0707387789008

CODICE GEF

27055



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697