



Bisturi Monouso

Dispositivo medico

Classe IIa

9 varianti

Codice GEF (SKU) 27060

EAN / GTIN 8023279270600

Confezione 1

BISTURI MONOUSO "" - sterili - MODELLO STANDARD Lama in acciaio inox saldata all'interno di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
27060	10 STERILI	8023279270600	1
27061	11 STERILI	8023279270617	1
27062	12 STERILI	8023279270624	1
27063	15 STERILI	8023279270631	1
27064	20 STERILI	8023279270648	1
27065	21 STERILI	8023279270655	1
27066	22 STERILI	8023279270662	1
27067	23 STERILI	8023279270679	1
27068	24 STERILI	8023279270686	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V010102

EAN / GTIN

8023279270600

CODICE GEF

27060



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697