



## Bilancia Body Fat Gimafit Con Bluetooth

Codice GEF (SKU) 27086

EAN / GTIN 8023279270860

Confezione 1

BILANCIA ANALISI GIMAFIT con Bluetooth 5.0 Bilancia multifunzione collegabile all'App Tuya Smart per rilevare peso, massa grassa, indice di massa corporea, livello di obesità, peso ideale, indice di grasso viscerale, percentuale di acqua nel corpo, massa ossea, percentuale di proteine, metabolismo basale BMR ed età metabolica. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR. Caratteristiche tecniche Portata 180 kg - minimo 0,15 kg Display LED 80x40 mm luce bianca Precisione 200 g (>50 kg <100 kg) Alimentazione 4 batterie AAA (include) Dimensioni 300x300x23 mm Commutabile kg/lb

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 180 kg - minimo 0,15 kg
- Display LED: 80x40 mm luce bianca
- Precisione: 200 g (>50 kg <100 kg)
- Alimentazione: 4 batterie AAA (include)
- Dimensioni: 300x300x23 mm
- Commutabile kg/lb

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279270860

CODICE GEF

27086



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697