



Bilancia Body Fat Gimafit Con App E Bluetooth

Codice GEF (SKU) 27094

EAN / GTIN 8023279270945

Confezione 1

BILANCIA ANALISI GIMAFIT con App e Bluetooth 5.0 Bilancia multifunzione collegabile all'App per rilevare i valori del peso e del grasso corporeo. Disponibili protocolli di comunicazione e chiavetta per sviluppo software SDK per progetti di telemedicina. Entrambe dotate di 4 sensori G di precisione e piattaforma in vetro e acciaio inox. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR. Caratteristiche tecniche Portata 180 kg - minimo 0,15 kg Display LED 80x40 mm luce bianca Precisione 200 g (>50 kg <100 kg) Alimentazione 4 batterie AAA (include) Dimensioni 300x300x23 mm Commutabile kg/lb

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 180 kg - minimo 0,15 kg
- Display LED: 80x40 mm luce bianca
- Precisione: 200 g (>50 kg <100 kg)
- Alimentazione: 4 batterie AAA (include)
- Dimensioni: 300x300x23 mm
- Commutabile kg/lb

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279270945

CODICE GEF

27094



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697