



Borsa "kansas Skay" - Marrone Scuro

Codice GEF (SKU) 27099

Fondo rigido, tasca velcro esterna, divisorio interno, tasca zip interna, serratura con chiave. Per ordini di minimo 200 pz. possiamo produrre le borse KANSAS in altri colori. Misure esterne: 42 x 20 x h 24 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fondo rigido, tasca velcro esterna, divisorio interno, tasca zip interna, serratura con chiave.
- Per ordini di minimo 200 pz. possiamo produrre le borse KANSAS in altri colori.
- Misure esterne: 42 x 20 x h 24 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
27099



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697