



ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27137

EAN / GTIN 8023279271379

Confezione 1

ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - nero Il divisorio interno separa l'astuccio in due scomparti, uno per lo stetoscopio, uno per gli accessori infermieristici. Scomparto inferiore con una tasca elastica e una tasca trasparente con cerniera. Scomparto superiore con 6 anelli elastici, una tasca trasparente con cerniera e una tasca con rete. Doppia cerniera per facilitare l'accesso. Dimensioni: 28x12,5x6,5 cm. Maniglia per il trasporto.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27137	27137	8023279271379	1
27138	27138	8023279271386	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279271379

CODICE GEF
27137



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697