



BORSA PORTASTRUMENTI cordura

Codice GEF (SKU) **27139**

EAN / GTIN **8023279271393**

Confezione **1**

BORSA DIATERMO - nera - poliestere 600D Borsa per il trasporto di piccoli apparecchi elettromedicali, quali audiometri, spirometri, ECG con i loro accessori. Divisorio interno rimovibile per separare il dispositivo dagli accessori e tasca con zip. Dimensioni: 30 x 40 x h 14 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279271393

CODICE GEF

27139



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697