



ORGANIZER TASCABILE

Codice GEF (SKU) 27143

EAN / GTIN 8023279271430

Confezione 1

ORGANIZER TASCABILE - lilla In tasca o sulla scrivania per accedere facilmente e rapidamente agli strumenti. Le tasche possono contenere penne, termometri, lucciole, ecc. Misure: 15x12xh 2 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279271430

CODICE GEF

27143



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697