



CONTENITORE AGHI PRO SPIKE

Codice GEF (SKU) 27149

EAN / GTIN 8023279271492

Confezione 1

CONTENITORE PRO SPIKE Piccolo contenitore monouso in plastica per la raccolta differenziata di rifiuti appuntiti e taglienti (aghi, bisturi) nel campo operatorio. Ha un coperchio intelligente con un sistema di chiusura di sicurezza e una clip per essere agganciato a cinture o zaini. Può essere smaltito con i contenuti. Dimensioni: 90x54x185 mm Peso: 88 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279271492

CODICE GEF

27149



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697