



## BORSA SMART

4 varianti

Codice GEF (SKU) 27150

EAN / GTIN 8023279271508

Confezione 1

Borsa Smart in poliestere - vuota • Materiale: poliestere • Modello: piccolo • Colore: rosso • Misure: 45 x 28 x h 28 cm • Numero spazi interni modulari: 3 • Tasche esterne: 4 Borsa emergenza professionale molto capiente grazie alla modularità interna che consente un'organizzazione personalizzata degli spazi. Fornita di tasche esterne, divisori interni e una borsa staccabile con finestra trasparente. Prodotte in poliestere 600D robusto e resistente all'acqua. Provviste di doppia striscia gialla rifrangente. Completamente svuotabili per una facile pulizia. Fondo in gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua. Possono essere trasportate a spalla o a mano.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27150	27150	8023279271508	1
27151	27151	8023279271515	1
27152	27152	8023279271522	1
27153	27153	8023279271539	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279271508

CODICE GEF

27150



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697