



BORSA SMART PVC

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27155

EAN / GTIN 8023279271553

Confezione 1

Borsa Smart in PVC - vuota • Materiale: PVC • Modello: piccolo • Colore: rosso • Misure: 45 x 28 x h 28 cm • Numero spazi interni modulari: 3 • Tasche esterne: 4 Borsa emergenza professionale molto capiente grazie alla modularità interna che consente un'organizzazione personalizzata degli spazi. Fornita di tasche esterne, divisorii interni e una borsa staccabile con finestra trasparente. Prodotte in poliestere 600D robusto e resistente all'acqua. Provviste di doppia striscia gialla rifrangente. Completamente svuotabili per una facile pulizia. Fondo in gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua. Possono essere trasportate a spalla o a mano.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27155	27155	8023279271553	1
27157	27157	8023279271577	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279271553

CODICE GEF

27155



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697