



ZAINO SILOS 2 PVC

Codice GEF (SKU) **27169**

EAN / GTIN **8023279271690**

Confezione **1**

ZAINO SILOS-2 - PVC - rosso - 38x24xh 50 cm Zaini professionali in poliestere 600D idrorepellente e resistente rivestito in PVC e con esterno in PVC. - parte removibile con 4 tasche trasparenti e numerosi elastici - parte centrale con 3 tasche, strisce in velcro ed elastici - 2 tasche esterne con elastici e strisce in velcro: una 35x16 cm, una 35x32 cm con 4 tasche interne trasparenti - fondo in gomma con 4 piedini - due targhette removibili esterne per stampare il nome - comodi spillacci e maniglia in plastica su entrambi i lati.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279271690

CODICE GEF

27169



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697