



Zaino Logic

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27170

EAN / GTIN 8023279271706

Confezione 1

ZAINO LOGIC-1 - poliestere - medio - 40x20xh 47 cm Fornito con 5 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 laterali. Strisce in velcro ed elastici interni per portaoggetti. Fornito con strisce rifrangenti gialle.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
27170	Logic 1	8023279271706	1
27171	Logic 2	8023279271713	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279271706

CODICE GEF

27170



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697