



ZAINO LOGIC 2 PVC

Codice GEF (SKU) **27172**

EAN / GTIN **8023279271720**

Confezione **1**

ZAINO LOGIC-2 - PVC - grande - 40x25xh 47 cm Zaini con esterno in poliestere 600D idrorepellente e resistente con esterno in tela cerata di PVC. Forniti con 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. Strisce interne in velcro ed elastici portaoggetti. Divisorio centrale con cerniera ed elastici. Fornito con strisce rifrangenti gialle e tracolle.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279271720

CODICE GEF

27172



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697