



ZAINO LOGIC 2 PVC CON TROLLEY

Codice GEF (SKU) 27173

EAN / GTIN 8023279271737

Confezione 1

ZAINO EMERGENZA LOGIC 2 PVC CON TROLLEY - 49 x 31 x 57 cm
Fornito con 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. Strisce velcro ed elastici interni pwe fissare gli strumenti. Vano centrale con cerniera ed elastici. Strisce gialle rifrangenti e cinghie per tracolla.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279271737

CODICE GEF

27173



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697