




BORSETTA E3 imbottita con manico

3 varianti

Codice GEF (SKU) 27188

EAN / GTIN 8023279271881

Confezione 1

Borsette provviste di una larga striscia di velcro femmina sul retro.
Fabbriate in poliestere 600D. Modello: E3 Misure: 28 x 15 x 11 cm
Colore: rosso Compatibile con: 27171

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27188	27188	8023279271881	1
27190	27190	8023279271904	1
27191	27191	8023279271911	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279271881

CODICE GEF
27188



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697