



## BORSETTA E4 rettangolare lunga

2 varianti

Codice GEF (SKU) **27192**

EAN / GTIN **8023279271928**

Confezione **1**

Borsette provviste di una larga striscia di velcro femmina sul retro.  
Fabbricate in poliestere 600D. Modello: E4 Misure: 33 x 15 x 11 cm  
Colore: rosso Compatibile con: 27151/2/7/8, 27175

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27192	27192	8023279271928	1
27194	27194	8023279271942	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279271928**

CODICE GEF

**27192**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697