



BORSETTA E5 con manico

4 varianti

Codice GEF (SKU) 27196

EAN / GTIN 8023279271966

Confezione 1

Borsette provviste di una larga striscia di velcro femmina sul retro.
Fabbricate in poliestere 600D. Modello: E5 Misure: 29 x 19 x 11 cm
Colore: rosso Compatibile con: 27174

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27196	27196	8023279271966	1
27197	27197	8023279271973	1
27198	27198	8023279271980	1
27199	27199	8023279271997	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279271966

CODICE GEF

27196



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697