



PORTA VACCINI PROFESSIONALE

Codice GEF (SKU) 27211

EAN / GTIN 8000303301608

Confezione 1

PORTA VACCINO PROFESSIONALE Compatto, resistente, con una speciale schiuma PU isolante ad alta densità per un più sicuro trasporto del vaccino. Composto da 8 contenitori porta ghiaccio da 400 ml che mantengono il vaccino freddo per 40 ore, ad una temperatura di 8° con temperatura esterna di 43°C (in assenza di apertura). Capacità di stoccaggio dei vaccini: 2,6 l. Struttura e coperchio con guarnizioni per un migliore isolamento. • Dimensioni esterne: 28,5 x 25,5 x h 32 cm • Dimensioni interne: 22 x 18 x h 24 cm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8000303301608

CODICE GEF

27211



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697