



ENERGY BORSA TERMOREGOLATA PER IL RISCALDAMENTO

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 27218

EAN / GTIN 7426848150852

Confezione 1

ENERGY BORSA TERMOREGOLATA PER IL RISCALDAMENTO Borsa termoregolata per riscaldare liquidi endovenosi. Utilizzata come fonte attiva di calore, è indicata per la prevenzione e il trattamento dell'ipotermia. Ideale per la medicina d'urgenza, gli ospedali e gli ospedali da campo. La sua compattezza consente di utilizzarla sia appesa ai portaflebo delle barelle o in ambulanza, sia all'interno di altri contenitori più capienti. I liquidi da infusione rimangono a una temperatura costante e i liquidi endovenosi possono essere trasportati fuori dall'ambulanza per un tempo breve. Il vano principale è riscaldato da un pannello resistivo alimentato elettricamente. Dotata di tasca anteriore per il cavo di alimentazione elettrica, tasca trasparente di identificazione, cavo con connettore, tracolla regolabile e manuale GB, IT. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale isolante: PVC esterno, nylon 210 interno
- Tensione di rete: 12 V CC, assorbimento 3,75 A
- Dimensioni: 24x14xh 33 cm
- Peso: 1,2 kg
- Accendisigari: DIN ISO 4165
- Protezione: IP3x
- Isolamento: Classe II

CLASSE DM

II A

CND

Z12030305

EAN / GTIN

7426848150852

CODICE GEF

27218



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it