



## Case

2 varianti

Codice GEF (SKU) **27221**

EAN / GTIN **8023279272215**

Confezione **1**

Le valigie sono certificate IP67, solide e affidabili in qualsiasi condizione. Offrono una protezione superiore da acqua, polvere e impatti, rendendole adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili con o senza spugna interna. • Media • Colore: nero • Modello senza spugna interna • Dimensioni interne: 426 x 290 x h 159 mm • Dimensioni esterne: 464 x 366 x h 176 mm 1 - Guarnizione ermetica 2 - Valvola automatica di pressurizzazione 3 - Chiusure di sicurezza a doppio step 4 - Manico morbido 5 - Predisposizione per doppio lucchetto 6 - Predisposizione cintura a tracolla 7 - Sistema di impilabilità 8 - Pareti spesse resistenti agli urti 9 - Punti di fissaggio per varie applicazioni 10 - Cerniera lungo tutto il profilo della valigia 11 - Perni in nylon, anti corrosione 12 - Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie 13 - Coperchio serigrafabile Made in Italy.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | FORMATO | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|---------|---------------|------------|
| 27221            | 430     | 8023279272215 | 1          |
| 27222            | 500     | 8023279272222 | 1          |

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279272215**

CODICE GEF

**27221**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697