



CASE 430 con inserti spugna

2 varianti

Codice GEF (SKU) **27226**

EAN / GTIN **8023279272260**

Confezione **1**

Le valigie sono certificate IP67, solide e affidabili in qualsiasi condizione. Offrono una protezione superiore da acqua, polvere e impatti, rendendole adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili con o senza spugna interna. • Media • Colore: arancione • Modello con spugna interna: 1 spugna di base + 2 spugne cubettate sul fondo, 1 spugna bugnata sul coperchio • Dimensioni interne: 426 x 290 x h 159 mm • Dimensioni esterne: 555 x 428 x h 211 mm 1 - Guarnizione ermetica 2 - Valvola automatica di pressurizzazione 3 - Chiusure di sicurezza a doppio step 4 - Manico morbido 5 - Predisposizione per doppio lucchetto 6 - Predisposizione cintura a tracolla 7 - Sistema di impilabilità 8 - Pareti spesse resistenti agli urti 9 - Punti di fissaggio per varie applicazioni 10 - Cerniera lungo tutto il profilo della valigia 11 - Perni in nylon, anti corrosione 12 - Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie 13 - Coperchio serigrafabile Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27226	27226	8023279272260	1
27227	27227	8023279272277	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279272260

CODICE GEF
27226



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697