



CASE 500 con inserti spugna

Codice GEF (SKU) **27228**

EAN / GTIN **8023279272284**

Confezione **1**

Le valigie sono certificate IP67, solide e affidabili in qualsiasi condizione. Offrono una protezione superiore da acqua, polvere e impatti, rendendole adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili con o senza spugna interna. • Grande • Colore: arancione • Modello con spugna interna: 1 spugna di base + 2 spugne cubettate sul fondo, 1 spugna bugnata sul coperchio • Dimensioni interne: 500 x 350 x h 194 mm • Dimensioni esterne: 555 x 428 x h 211 mm 1 - Guarnizione ermetica 2 - Valvola automatica di pressurizzazione 3 - Chiusure di sicurezza a doppio step 4 - Manico morbido 5 - Predisposizione per doppio lucchetto 6 - Predisposizione cintura a tracolla 7 - Sistema di impilabilità 8 - Pareti spesse resistenti agli urti 9 - Punti di fissaggio per varie applicazioni 10 - Cerniera lungo tutto il profilo della valigia 11 - Perni in nylon, anti corrosione 12 - Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie 13 - Coperchio serigrafabile Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279272284

CODICE GEF

27228



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697