



## Quadrant Smartwatch

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27232

EAN / GTIN 8023279272321

Confezione 1

QUADRANT SMARTWATCH

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accelerometro: sensore 3D
- Display: IPS TFT 1,70"
- Sincronizzazione dati: 4.2 BLE
- Intervallo temperatura: -10° ~ 50°
- Alimentazione: Batteria ai polimeri di litio
- Capacità batteria: 200 MAH
- Durata batteria stand-by: 30 giorni
- uso normale: 15 giorni
- uso frequente: 7 giorni
- Tempo di ricarica: 2-3 ore
- Peso: 55 g
- Resistenza all'acqua: IP68

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
n/dEAN / GTIN  
8023279272321CODICE GEF  
27232

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697