



Sportpix Smartwatch

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27233

EAN / GTIN 8023279272338

Confezione 1

SPORTPIX SMARTWATCH

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accelerometro: sensore 3D
- Display: OLED 1,3"
- Sincronizzazione dati: 4.0 BT
- Intervallo temperatura: -10° ~ 50°
- Alimentazione: Batteria ai polimeri di litio
- Capacità batteria: 240 MAH
- Durata batteria stand-by: 15 giorni
- uso normale: 5 giorni
- uso frequente: 3 giorni
- Tempo di ricarica: 2-3 ore
- Peso: 38 g
- Resistenza all'acqua: IP67

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
n/dEAN / GTIN
8023279272338CODICE GEF
27233

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697