



Bilancia Seca 750

Dispositivo medico

Classe Im

Codice GEF (SKU) 27241

EAN / GTIN 4012030012683

Confezione 1

Bilancia meccanica piatta con copertura robusta in acciaio verniciata. Molto stabile ed elegante grazie alla verniciatura a lacca bianca. La pedana di pesa è ricoperta da simipelle bianca resistente. Produzione europea. Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 150 kg
- Precisione: 1 kg
- Dimensioni: 317x117x477 mm
- Peso: 3,5 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ImCND
Y0399EAN / GTIN
4012030012683CODICE GEF
27241

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697