



Bilancia Pesapersona Digitale con Piano in Vetro

2 varianti

Codice GEF (SKU) **27248**

EAN / GTIN **8023279272482**

Confezione **1**

La bilancia pesapersona digitale GIMA con piano in vetro temperato offre una pesata rapida e precisa con display LCD ad alta leggibilità. Superficie elegante e facile da pulire, adatta all'uso domestico e in ambulatorio; disponibile in più colori. I dati tecnici e di conformità completi sono riportati nelle schede dedicate qui sotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: max 150 kg / min 5 kg
- Precisione: 100 g
- Dimensioni: 300x300x19 mm
- Alimentazione: 1 batteria CR2032 al litio - non inclusa
- Garanzia: 2 anni

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27248	Nera	8023279272482	1
27249	Grigia	8023279272499	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279272482

CODICE GEF

27248



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697