



MINI DIABETIC BAG vuoto

Codice GEF (SKU) 27254

EAN / GTIN 8023279272543

Confezione 1

MINI DIABETIC BAG - vuota - blu Linea di borse termiche prodotte appositamente per il trasporto di medicinali che devono essere mantenuti a basse temperature, ideali per diabetici. Sono fornite complete di panetto termico che mantiene la temperatura a circa 10°C fino a 10 ore. Il materiale esterno è nylon vinilico idrorepellente con imbottitura in schiuma. Misure 17x11,5x5,5 cm Made in Italy.

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279272543

CODICE GEF

27254



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697