



DIABETIC BAG vuoto

Codice GEF (SKU) **27255**

EAN / GTIN **8023279272550**

Confezione **1**

DIABETIC BAG - vuota - blu Linea di borse termiche prodotte appositamente per il trasporto di medicinali che devono essere mantenuti a basse temperature, ideali per diabetici. Sono fornite complete di pannello termico che mantiene la temperatura a circa 10°C fino a 10 ore. Il materiale esterno è nylon vinilico idrorepellente con imbottitura in schiuma. Dimensioni: 24x18xh 6 cm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279272550

CODICE GEF

27255



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697