



## Statimetro Per Codice E

Codice GEF (SKU) **27264**

EAN / GTIN **4006484500605**

Confezione **1**

ALTIMETRO PER NEONATI SOEHNLE Altimetro meccanico e digitale da 35 a 80 cm, incrementi: 1 cm. Display LCD, altezza cifre 16 mm. Manuale in 23 lingue. Commutabile in pollici Dimensioni: 630x290x70 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4006484500605**

CODICE GEF

**27264**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697