



Bilancia Baby Soehnle 8320 Pieghevole

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27266

EAN / GTIN 4006484830009

Confezione 1

BILANCIA BABY SOEHNLE 8320 pieghevole

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 15 kg
- Precisione: 10 g
- Dimensioni: 395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)
- Peso: 1,9 kg
- 2 batterie AAA alcaline 1,5 V - non incluse
- Garanzia: 2 anni

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

n/d

EAN / GTIN

4006484830009

CODICE GEF

27266



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697