



## Bilancia Pesaneonati Seca 354

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27282

EAN / GTIN 4012030005845

Confezione 1

PESA NEONATI SECA 354 - elettronica Due balance in una: vassoio confortevole per la misurazione del peso in posizione sdraiata, trasformabile in una bilancia da terra per bambini. Dotata di funzione Breast-Milk-intake per determinare la quantità di latte assunta durante la poppata. Altre funzioni: tara, hold automatico, conversione kg/lbs, spegnimento automatico. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 20 kg
- Dimensioni: 552 x 156 x h 332 mm
- Funzionamento a batterie
- Precisione: 10 g < 10 kg > 20 g
- Peso: 2,3 kg
- Fabbricata in Asia

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
n/dEAN / GTIN  
4012030005845CODICE GEF  
27282

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697