



Bilancia Pesaneonati SECA 384 Classe III

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27283

EAN / GTIN 4012030008693

Confezione 1

BILANCIA PESANEONATI SECA 384 classe III

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 20 kg
- Dimensioni: 552 x 156 x h 332 mm
- Funzionamento a batterie
- Precisione: 10 g < 10 kg > 20 g
- Peso: 2,8 kg
- Fabbricata in Asia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

n/d

CND

Z12080402

EAN / GTIN

4012030008693

CODICE GEF

27283



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697