



Bilancia Digitale Pegaso Non Dm

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27289

EAN / GTIN 8023279272895

Confezione 1

BILANCIA DIGITALE PEGASO non DM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 200 kg
- Precisione: 100 g
- Alimentazione: 110-240 V - 50-60 Hz
- Caricabatteria: 6 V - 5 AH
- Tempo di ricarica: 4-5 ore
- Autonomia: 36 ore da carica completa
- Dimensioni della confezione: 1.000x320x260 mm
- Dimensioni - Peso: 535x275x960 mm - 12 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
n/dEAN / GTIN
8023279272895CODICE GEF
27289

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697