



# Pesaneonati SECA 745 Classe III

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27294

EAN / GTIN 4012030013550

Confezione 1

PESANEONATI SECA 745 classe III

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 16 kg
- Precisione: 10 g
- Dimensioni: 550 x 180 x h 290 mm
- Peso: 6,4 kg
- Prodotta in Asia

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
n/dCND  
Z12080402EAN / GTIN  
4012030013550CODICE GEF  
27294

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697