



Bilancia Meccanica SECA 700 Kg/lbs Con Statimetro

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27295

EAN / GTIN 4012030018838

Confezione 1

BILANCIA MECCANICA SECA 700 kg/lbs con statimetro

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: 160 kg - 400 lbs
- Precisione: 100 g - 1/4 lbs
- Dimensione: 520 x 1.556 x 520 mm
- Piattaforma: 335 x 80 x 345 mm
- Peso: 16,5 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
n/dCND
V0399EAN / GTIN
4012030018838CODICE GEF
27295

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697