



# Bilancia Meccanica SECA 700 Kg Con Statimetro

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27297

EAN / GTIN 4012030018791

Confezione 1

BILANCIA MECCANICA SECA 700 kg con statimetro

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: 220 kg
- Precisione: 50 g
- Dimensione: 520 x 1.556 x 520 mm
- Piattaforma: 335 x 80 x 345 mm
- Peso: 16,5 kg

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
n/dCND  
Y0399EAN / GTIN  
4012030018791CODICE GEF  
27297

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697