



Statimetro Seca

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 27298

EAN / GTIN 4012030014335

Confezione 1

ALTIMETRO SECA 220 - ricambio Intervallo di misurazione: 60-200 mm
Divisioni: 1 mm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I M

CND

V0399

EAN / GTIN

4012030014335

CODICE GEF

27298

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697