



Pesaneonati Seca 725

Dispositivo medico

Classe Im

Codice GEF (SKU) 27299

EAN / GTIN 4012030013567

Confezione 1

PESA NEONATI SECA 725 - meccanica La più classica delle bilance pesaneonati, pratica e robusta, il piatto di peso ricurvo, la struttura interamente in acciaio e il sistema di scorrimento preciso dei pesi la rendono l'unica e originale pesa neonati. Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 16 kg
- Precisione: 5 g
- Dimensioni: 550 x 180 x h 290 mm
- Peso: 6,4 kg
- Prodotta in Asia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ImCND
Y0399EAN / GTIN
4012030013567CODICE GEF
27299

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697