



Pesaneonati Meccanica

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27300

EAN / GTIN 8023279273007

Confezione 1

PESANEONATI MECCANICA GIMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 20 kg
- Precisione: 10 g
- Dimensioni: 570x330x285 mm
- Peso: 6,5 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
n/dEAN / GTIN
8023279273007CODICE GEF
27300

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697