

GEF Medica

Valigetta per Trasporto - per Codice 27309

Codice GEF (SKU) 27304

Valigetta per il trasporto della bilancia pesaneonati digitale Soehnle 8310 (cod. 27309).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valigetta per il trasporto della bilancia pesaneonati digitale Soehnle 8310 (cod. 27309).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
27304



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697