



Bilancia Pesaneonati Digitale

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 27313

EAN / GTIN 8023279273137

Confezione 1

BILANCIA PESANEONATI DIGITALE GIMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 20 kg / 44 lbs
- Precisione: 10 g
- Dimensioni: 595x340x90 mm
- Peso: 4 kg
- Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V
- Funzione spegnimento automatico

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

n/d

EAN / GTIN

8023279273137

CODICE GEF

27313



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697