



INFANTOMETRO SECA 416

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 27316

EAN / GTIN 4012030007092

Confezione 1

MISURATORE BAMBINI SECA 416 La costruzione solida e l'alto livello di stabilità di questo infantometro consentono una rapida e facile misurazione dei neonati e dei bambini fino a due anni. I bordi laterali rialzati ed arrotondati garantiscono il posizionamento sicuro e corretto del bambino. Il fermapièdi fissato su rotelle scivola su due binari e lungo la scala graduata; può essere bloccato sulla misura rilevata per sistemare il bambino prima di segnare il risultato. Intervallo di misurazione: 33-100 cm. Graduazione: 1 mm. L'originale profilo a V garantisce automaticamente la posizione corretta del bambino. Dimensioni: 110x16,9x40,2 cm Peso: 3,8 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
V0399EAN / GTIN
4012030007092CODICE GEF
27316

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697