



Stadiometro Mobile Seca 213

Dispositivo medico

Classe Im

Codice GEF (SKU) 27317

EAN / GTIN 4012030008945

Confezione 1

Stadiometro mobile per misurare l'altezza, semplice e facilmente trasportabile grazie alla maniglia integrata. L'altimetro può essere smontato in vari pezzi e rimontato facilmente e rapidamente. Il distanziatore mantiene l'altimetro eretto e stabile senza raccordi. Posizione flessibile grazie all'ampia pedana che assicura stabilità. Risultati precisi e facilmente leggibili. Adatto per adulti, per bambini e anche per misurare pazienti allettati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo misurazione: 20-205 cm
- Graduazione: 1 mm
- Dimensioni (aperto): 337x590xh 2.130 mm
- Dimensioni (ripiegato): 337x177x624 mm
- Peso: 2,4 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

Im

CND

V0399

EAN / GTIN

4012030008945

CODICE GEF

27317



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697