



PLICOMETRO IN PLASTICA

Codice GEF (SKU) **27318**

EAN / GTIN **8023279273182**

Confezione **1**

PLICOMETRO - plastica Dimensioni 16,5x10x0,5 cm. Peso 22 g.
Fornito in bustina di plastica inserita in una scatola di carta. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Valori di misurazione indicativi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279273182

CODICE GEF

27318



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697