



ELETTRODI per Analizzatore di Grasso Corporeo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27319

EAN / GTIN 8033695722010

Confezione 1

Gli elettrodi pregelati FIAB sono stati realizzati per applicazioni di elettroterapia. Indicati nell'analisi della composizione corporea. La flessibilità del materiale consente di posizionare gli elettrodi con estrema facilità. Il gel utilizzato, fornito allo stato solido e dotato di grandi proprietà adesive, rende il prodotto riposizionabile, grazie al rivestimento interno in silicone di PVC. Non contengono lattice.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

N010299

EAN / GTIN

8033695722010

CODICE GEF

27319



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697