



## Plicometro Meccanico

Dispositivo medico

Classe I M

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27320

EAN / GTIN 8001066702008

Confezione 1

PLICOMETRO PROFESSIONALE - 0-40 mm - meccanico Strumento d'alta precisione per la misurazione dello spessore di grasso sottocutaneo e valutazione della quantità di grasso totale di un soggetto. Possibilità di ricalibrazione Costruito secondo gli standard internazionali, il plicometro è provvisto di bracci a molla che esercitano sulla plica cutanea una pressione di 10 g/mm<sup>2</sup> e di una scala accurata in mm per la misurazione dello spessore di grasso. La possibilità di calibrazione della pressione esercitata elimina i problemi dovuti all'allentamento della tensione della molla nel tempo. Facile da usare e leggere Viene fornito con una doppia scala di lettura ed un foglio illustrativo con raffigurato il corretto posizionamento per la rilevazione dei dati. Una tabella apposita facilita, partendo dai dati rilevati, il calcolo della % di grasso e la valutazione dello stato generale del paziente. Design elegante e di facile utilizzo Una finitura speciale in nylon evita al paziente il disagio del contatto con il metallo. Fornito in elegante astuccio in legno (19x36xh 6 cm). Manuale in GB, FR, IT, ES, DE. Made in Italy.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	SCALA	EAN	CONFEZIONE
27320	0-40 mm	8001066702008	1
27330	0-80 mm	8001066702091	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**V030299**EAN / GTIN  
**8001066702008**CODICE GEF  
**27320**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697