



CALIBRO PER MISURA NEONATI

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 27326

EAN / GTIN 8001066104550

Confezione 1

CALIBRO PER MISURA NEONATI In alluminio ossidato, graduato da 0 a 90 cm con tacche ogni 5 mm. Certificato dall'Ufficio Metrico.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE, RO, GR. Peso: 300 g. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
V030201EAN / GTIN
8001066104550CODICE GEF
27326

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697